










Les Accessoires de votre Vidéo endoscope PENTAX CLASSIC LINE

Accessoires Spécifiques :

Endoscopes	EG 290Kp	EC-380 MKp / MK2p [♦] EC-380 FK / FK2p [♦] EC-380 LKp
<ul style="list-style-type: none"> Valve à biopsie autoclavable (par 10)*  		OF-B173
<ul style="list-style-type: none"> Piston d'aspiration* Joints piston aspiration (pochette)  		OF-B120 OF-B127
<ul style="list-style-type: none"> Piston d'insufflation/lavage* Joints piston insufflation/lavage (X4) Clapet anti-retour (pochette de 20)*  		OF-B121 OF-B143 OE-C15
<ul style="list-style-type: none"> Bouchon de lavage aspiration/air-eau*  		OF-B115
<ul style="list-style-type: none"> Adaptateur de lavage connecteur air/eau*  		OF-G17
<p>ECOUVILLONS AUTOCLAVABLES</p> <ul style="list-style-type: none"> Écouvillon canaux aspiration/opérateur*  Brosse double logement pistons*  		CS-6021SN CS-C5S
<p>ECOUVILLONS USAGE UNIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> Écouvillon logement de pistons Écouvillon canal opérateur et aspiration 		LPV11 ISC200-2850
<ul style="list-style-type: none"> Bouchon de protection prise vidéo  		OE-C9
<ul style="list-style-type: none"> Protecteur doigt de lumière 		XOA0060

♦ tube d'insertion avec rigidité progressive

Vidéo Processeur

- Bouteille d'eau complète*
- Joint torique pour flacon OS-H
- Flacon seul pour OS-H4*



OS-H4
F010-S0003
F022-S0002

EPK-700

- Lampe « Metal Halide » de rechange
- Compteur horaire mercure pour EPK-700 équipés



ROL-M2
E007-SY518-LM

EPK-1000

- Lampe « Xenon 100W » de rechange

ROL-X20


EPK-100p

- Lampe « Xenon 100W » de rechange

ROL-X20

Divers

- Testeur d'étanchéité
- Ballon + tuyau pour SHA-P2
- Mano-poire pour SHA-P2



SH-AP2
H037-A0004
H037-A0001

Tous types

- Cale-dents autoclavable*



OF-Z5 (rose)

- Lubrifiant silicone pour joints toriques



OF-Z11

* **Autoclavable à 132-135°C - Durée : 18 minutes – Pression : 2x10² kPa**

Avertissement : La stérilisation des accessoires aux conditions ci-dessus, peut réduire leur durée de vie.

Caractéristiques des Endoscopes :

Endoscopes	EG-290Kp	EC-380 MKp - FKp - LKp
Ø tube d'insertion (mm)	9,8	12.8
Ø canal opérateur (mm)	2,8	3.8
Lg. utile tube d'insertion (mm)	1050	1300 - 1500 - 1700

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis

☎ **INFOS Prix et disponibilité :** 01 30 25 96 93

Fax Commandes : 01 30 25 74 40

PENTAX France

112, quai de Bezons, B.P. 204 - 95106 ARGENTEUIL CEDEX