












Les Accessoires de vos Vidéo Endoscopes PENTAX Série 80 et 81K

Accessoires Spécifiques :

Endoscopes	EG-2980K	EC-3880M/F/LK EC-3881M/F/L K	ED-3480TK	ED-3680TK
<ul style="list-style-type: none"> Valve à biopsie autoclavable (par 10)*  			OF-B190	
<ul style="list-style-type: none"> Capuchon distal souple (par 20)* 	OE-A41	OE-A36 OE-A48	OE-A33	OE-A39
<ul style="list-style-type: none"> Piston d'aspiration* Kit de joints pour piston OF-B177 			OF-B177 OF-B127	
<ul style="list-style-type: none"> Piston d'insufflation/lavage* Kit de joints pour piston OF-B184 (+outil) 			OF-B183 OF-B184	
<ul style="list-style-type: none"> Bouchon de lavage aspiration air/eau* Guide de brosseage canaux air/eau* 			OF-B166 OF-B159	
<ul style="list-style-type: none"> Adaptateur de lavage air/eau* 			OF-G17	
<p>⇒ Canal auxiliaire :</p> <ul style="list-style-type: none"> Connecteur " Jet d'eau "**  Kit de 10 valves pour OE-C12  Bouchon du connecteur « jet d'eau »* Tube d'alimentation " Jet d'eau "**  Kit de joints pour OF-B113 		OE-C12 OE-C15		
<ul style="list-style-type: none"> Raccord nettoyage aspiration* 			OE-C8	
<p>ÉCOUVILLONS AUTOCLAVABLES (poignée rose)</p> <ul style="list-style-type: none"> Écouvillon long*  Écouvillon canaux air/eau* Brosse logement pistons*  			CS-6021SN CS-3025S CS-C8S	
<p>ÉCOUVILLONS USAGE UNIQUE (corps blanc)</p> <ul style="list-style-type: none"> Écouvillon canaux aspiration/opérateur Écouvillon canal jet d'eau 			CS-6021T	
<ul style="list-style-type: none"> Bouchon de protection prise vidéo  			CS-3045 CS-3045 - -	OE-C9

Vidéo Processeur

- Bouteille d'eau complète*
- Joint torique pour flacon OS-H
- Flacon seul pour OS-H4*



OS-H4
F010-S0003
F022-S0002

EPK-700

- Lampe « Metal Halide » de rechange
- Compteur horaire mercure pour EPK-700 équipés



ROL-M2
E007-SY518-LM

EPK-1000


- Lampe « Xénon 100W » de rechange

ROL-X20

Divers

Tous types

- Testeur d'étanchéité
- Ballon + tuyau pour SHA-P2
- Mano-poire pour SHA-P2



SH-AP2
H037-A0004
H037-A0001

- Cale-dents autoclavable*



OF-Z5 (rose)

- Lubrifiant silicone pour joints toriques



OF-Z11

- * **Autoclavable à 134°C - Durée : 18 minutes – Pression : 2x10² kPa**

Avertissement : La stérilisation des accessoires aux conditions ci-dessus, peut réduire leur durée de vie.

Caractéristiques des Endoscopes :

Endoscopes	EG-2980K	EC-3880 M/L/F K	EC-3881 M/L/F K	ED-3480TK	ED-3680TK
Ø tube d'insertion (mm)	9,8	12,8	12,8	11,3	12,1
Ø canal opérateur (mm)	2,8	4,2	4,2	4,2	4,8
Lg. utile tube d'insertion (mm)	1050	1050	1500	1250	1250

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis

☎ INFOS Prix et disponibilité : 01 30 25 96 93

Fax Commandes : 01 30 25 74 40

PENTAX France

112, quai de Bezons, B.P. 204 - 95106 ARGENTEUIL CEDEX

Accessoires Série 80 81K - 09/09/08 - BMMJ