














Les Accessoires de vos Endoscopes de la gamme Urologie

Accessoires Spécifiques :

Fibre Vidéo	FCN-15X	FCY-15P2	FCY-15RBS	ECY-1570K
 Valve à biopsie Autoclavable*	OF-B190*	OF-B190*	OF-B190*	OF-B190*
 Piston d'aspiration rigide Joints piston Piston d'aspiration souple	OF-B140* OF-B100	OF-B140* OF-B100 OF-B53	OF-B140* OF-B100 OF-B53	OF-B179* OF-B181*
 Piston d'irrigation rigide Piston d'irrigation souple Piston d'arrêt d'irrigation rigide Piston d'arrêt d'irrigation souple	OF-B137	OF-B152* OF-B63 OF-B151* OF-B105	OF-B152* OF-B63 OF-B151* OF-B105	OF-B164* OF-B163*
 Bouchon de lavage Bouchon de lav. source	OF-B103	OF-B103	OF-B103 BS-B1	OF-B155*
 Écouvillon long Canal opérateur	CS-6015ST*	CS-6015ST*	CS-6015ST*	CS-6015ST*
 Écouvillon court Canal aspiration	CS-6002SN*	CS-6002SN*	CS-6002SN*	CS-6002SN*
 Brosse logement piston	CS-C3S*	CS-C3S*	CS-C3S*	CS-C3S*
 Pile 3V source de lumière			CR-123A	
 Source Halogène			BS-LH2	
 Lampe Halogène			BS-H2	
 Câble Source lumière Froide			BS-LC1	
 Bouchon connecteur Vidéo				OE-C9
Bouchon étanchéité BS			BS-B1	

Divers :



Testeur d'étanchéité

SH-AP2

- Ballon + tuyau pour SHA-P2
- Mano-poire pour SHA-P2

H037-A0004
H037-A0001



Source lumière froide





LH-150PC

Caractéristiques des Cystoscopes :

Fibre Vidéo	FCN-15X	FCY-15P2	FCY-15RBS	ECY-1570K
Ø tube d'insertion (mm)	4,8	4,8	4,9	5,1
Ø canal opérateur (mm)	2,2	2,2	2,2	2,0
Lg. utile tube d'insertion (mm)	350	400		

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis

Instruments :

Pinces à biopsie Autoclavables	FCN-15X	FCY-15P2	FCY-15RBS	ECY-1570K
 <ul style="list-style-type: none"> • Standard 1,8 mm - 1,10 m 				KW-1811S
 <ul style="list-style-type: none"> • Crocodile 1,8 mm - 1,10 m 				KA-1811S
Pinces à corps étrangers				
 <ul style="list-style-type: none"> • Dents de rat (2/1) 1,8 mm - 1,10 m 				GV-1811S
Extracteurs à corps étrangers à panier				
 <ul style="list-style-type: none"> • 4 brins, ouvert. 25 mm, 1,9 mm - 700 mm • 4 brins, ouvert. 15 mm, 1,9 mm - 700 mm 				GB-1907L1 GB-1907M1

- Prévoir, en général, un jeu de 0,2 à 0,3 mm entre le diamètre de la gaine de l'instrument et le diamètre du canal opérateur de l'endoscope.

* Autoclavable à 132-135°C - Durée : 18 minutes – Pression : 2x10² kPa

Avertissement : La stérilisation des accessoires aux conditions ci-dessus, peut réduire leur durée de vie.

☎ INFOS Prix et disponibilité : 01 30 25 96 93
Fax Commandes : 01 30 25 74 40

PENTAX France

112, quai de Bezons, B.P. 204 - 95106 ARGENTEUIL CEDEX

www.pentax.fr

Accessoires Urologie 02/11/09 - BM/MJ