









## Accessoires Fibrosopes Bronchiques PENTAX Série V

### Accessoires Spécifiques :




Endoscopes		FB-8V	FB-10V	FB-15V	FB-18V	FB-19TV
• Valve à biopsie autoclavable (par 10)*				OF-B190		
• Piston d'aspiration*				OF-B136		
• Joints piston aspiration (pochette)				OF-B80		
• Piston d'aspiration souple				OF-B53		
• Bouchon de lavage				OF-B75		

### Écouvillons Autoclavables

• Écouvillon long Canal aspiration/opérateur*		CS-3010S		CS-6015ST
• Écouvillon court Canal de la poignée*				CS-6002SN
• Brosse pour logement de pistons*				CS-C3S

### Divers

### Tous types

• Testeur d'étanchéité		SH-AP2
• Corps du testeur		H037-A0001
• Ballonnet du testeur		H037-A0004
• Huile silicone pour joints toriques		OF-Z11
• Cale dents autoclavable*		OF-Z5 (rose)

### Source de Lumière Froide

• Halogène 150W avec variateur		LH-150PC
• Ampoule « Halogène » 150w de rechange		OL-H4JC

\* Conditions d'Autoclave : Température = 134° C – Durée = 18 min – Pression = 2x10<sup>2</sup> kPa

**La stérilisation des accessoires et consommables aux conditions ci-dessus peut réduire leur durée de vie.**

### Caractéristiques des Endoscopes :

Endoscopes	FB-8V	FB-10V	FB-15V	FB-18V	FB-19TV
Ø tube d'insertion (mm)	2,8	3,5	4,9	6,0	6,2
Ø canal opérateur (mm)	1,2	1,2	2,2	2,8	3,2
Lg. utile tube d'insertion (mm)	600	600	600	600	600

☎ INFOS Prix et disponibilité : 01 30 25 96 93

Fax Commandes : 01 30 25 74 40

**PENTAX France** 112, quai de Bezons, B.P. 204 - 95106 ARGENTEUIL CEDEX