











Les Accessoires de votre Echo endoscope PENTAX Séries UA & UX

Accessoires/Pièces de rechanges spécifiques :

Echo endoscopes	(FG-32UA)	FG-34UX	FG-36UX	FG-38UX
<ul style="list-style-type: none"> Valve à biopsie autoclavable (par 10)* 			OF-B190	
<ul style="list-style-type: none"> Kits Ballonnets + anneaux stériles (par 20) 			OF-A67	
<ul style="list-style-type: none"> Outil de pose ballonnets 			OF-A37	
<ul style="list-style-type: none"> Piston d'aspiration* Joint piston aspiration (pochette) 			OF-B68 OF-B74	
<ul style="list-style-type: none"> Sélecteur de canal d'aspiration vissant Joint toriques pour sélecteur de canal OF-B87 Sélecteur de canal d'aspiration à encliquetage (nouveaux UX) 2 x Joint pour sélecteur canal OF-B141 	OF-B87 OF-B88		OF-B141 C019SG028 et C019SB055	
<ul style="list-style-type: none"> Piston air/eau/ballonnet* Kit de Joint pour OF-B123 			OF-B123 OF-B128	
<ul style="list-style-type: none"> Piston air/eau (vert)* 	OF-B77			
<ul style="list-style-type: none"> Bouchon de lavage aspiration 			OF-B65	
<ul style="list-style-type: none"> Bouchon de lavage sélecteur de canal, blanc, souple (sauf UA)* 			OF-B135	
<ul style="list-style-type: none"> Carte de lavage air/eau/ballonnet* 				OF-BG3
<ul style="list-style-type: none"> Carte de lavage air/eau* 	OF-BG2			
<ul style="list-style-type: none"> Boîtier étanche lavage connecteur échographique Inserts pour écho endoscopes UX (2 inserts par Echobox3) 			ECHO-BOX3 INSERT - A	
<ul style="list-style-type: none"> Tube de lavage canal câble érecteur 			OF-B10	

Echoendoscopes


(FG-32UA)

FG-34UX

FG-36UX

FG-38UX

- Tube d'injection d'eau (remplissage manuel ballonnet)





OF-B83

OF-B72

ECOUVILLONS AUTOCLAVABLES

- Écouvillon canaux aspiration/opérateur*
- Écouvillon canal aspiration
- Écouvillon canal opérateur
- Brosse pour logement pistons*



CS-6021SN
CS-6015ST

CS-6021SN

CS-C3S

ECOUVILLONS USAGE UNIQUE

- Kit complet (canal aspiration/opérateur, logement de pistons)

NGEE-1824

EE-2850

- Bouchon connecteur prise lumière



OF-C3

Source de lumière froide


- Halogène 150w

LH-150PC

Divers

Tous types

- Testeur d'étanchéité
- Ballon + tuyau pour SHA-P2
- Mano-poire pour SHA-P2



SHA-P2
H037-A0004
H037-A0001

- Cale-dents autoclavable*



OF-Z5

- Lubrifiant silicone pour joints toriques

OF-Z11

* **Autoclavable à 132-135°C - Durée : 18 minutes – Pression : 2x10² kPa**

Avvertissement : La stérilisation des accessoires aux conditions ci-dessus, peut réduire leur durée de vie.

Caractéristiques des Endoscopes :

Endoscopes	(FG-32UA)	FG-34UX	FG-36UX	FG-38UX
Direction de la vision	60° foroblique			
Angle de champ	105°			
Béquillage H/B	160°/160°	130°/130°		
D/G	100°/100°	120°/120°		
∅ tube d'insertion (mm)	10,8	11,5	12,1	12,8
∅ canal opérateur (mm)	2	2	2,4	3,2
Erecteur	Non	Non	Oui	Non
Lg. utile tube d'insertion (mm)	1250	1250	1250	1250

☎ INFOS Prix et disponibilité : 01 30 25 96 93
Fax Commandes : 01 30 25 74 40

PENTAX France

112, quai de Bezons B.P. 204 - 95106 ARGENTEUIL CEDEX