

Les Accessoires de votre Vidéo ENTEROSCOPE PENTAX Série 40K VSB-3440K

ACCESSOIRES STANDARDS

Désignation	Qté	Ref.
Brosse de nettoyage longue Ø 6,0 canaux aspiration/opérateur *	1	CS-6030SN
Brosse de nettoyage longue Ø 3,0 canaux air/eau *	2	CS-3030S
Brosse double pour pistons et logements de pistons *	1	CS-C5S
Valves à biopsie *	10	OF-B190
Capuchon distal souple *	20	OE-A27
Pochette de joints toriques pour piston aspiration OF-B120 *	1	OF-B127
Bouchon de lavage aspiration/air-eau *	1	OF-B115
Guide de brossage canaux air/eau *	1	OF-B116
Adaptateurs de lavage connecteur air/eau *	1	OF-G17
Pochette de 20 clapets de piston air/eau et connecteur « Jet d'eau » *	1	OE-C15
Tube de lavage canal « Jet d'eau » *	1	OF-B113
Bouchon de protection connecteur vidéo	1	OE-C9
Piston d'aspiration (repère rouge) *	1	OF-B120
Piston air/eau (repère bleu) *	1	OF-B121
Pochette de joints toriques pour piston aspiration OF-B120 *	1	OF-B127
Bouchon connecteur « jet d'eau » *	1	OF-B118
Connecteur « jet d'eau » *	1	OF-B119
Joint torique blanc pour piston air/eau OF-B121 *	1	D001-SB011


Vidéo Processeur

- Bouteille d'eau complète* OS-H4
- Joint torique pour flacon OS-H* F010-S0003
- Flacon seul pour OS-H4* F022-S0002



EPK*i*

- Lampe « Xénon » de rechange



EPK-1000


- Lampe « Xenon 100W » de rechange

ROL-X25

ROL-X20

Divers Tous types

- Testeur d'étanchéité
- Ballon + tuyau pour SHA-P2
- Mano-poire pour SHA-P2



SH-AP2
H037-A0004
H037-A0001

- Cale-dents autoclavable*
- Lubrifiant silicone pour joints toriques



OF-Z5
OF-Z11

* Autoclavable à 134°C - Durée : 18 minutes – Pression : 2x10² kPa

Avertissement : La stérilisation des accessoires aux conditions ci-dessus, peut réduire leur durée de vie.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENDOSCOPE

	VSB-3440K
CCD	Couleur, 1/6" (2,6 x 3,34 mm), 410 000 pixels
Filtre Laser YAG	Oui
Angle de champ	140°
Profondeur de champ (mm)	5 ~ 100
Béquillage H/B	180° - 180°
D/G	160° - 160°
Ø embout distal (mm)	11,5
Ø tube d'insertion (mm)	11,6
Ø canal opérateur (mm)	3,8
Fonction « Jet d'eau »	Oui
Faisceaux lumière	2
Lg. utile tube d'insertion (mm)	2200
Lg. totale (mm)	2527

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis

☎ **INFOS Prix et disponibilité : 01 30 25 96 93**

Fax Commandes : 01 30 25 74 40

PENTAX France

112, quai de Bezons, B.P. 204 - 95106 ARGENTEUIL CEDEX

www.pentax.fr