






## Les Accessoires de vos Vidéo Endoscopes PENTAX Série 00 & 01

### Accessoires Spécifiques :

Endoscopes	EG-2901 EG-290P	EG-3800T	EC-3801F
<ul style="list-style-type: none"> <li>Valve à biopsie autoclavable (par 10)*</li> </ul> 		OF-B190	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Piston d'aspiration</li> <li>Joint piston aspiration (pochette)</li> </ul> 		OF-B68 OF-B74	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Piston d'insufflation/lavage</li> <li>Joint noir en V pour piston insufflation air/eau</li> <li>Joint blanc pour piston air/eau OF-B77</li> </ul>		OF-B77 H114-S0008 D001-SB011	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bouchon de lavage aspiration</li> </ul>		OF-B65	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptateur de lavage air/eau*</li> <li>Bouchon de lavage piston insufflation</li> <li>Kit adaptateur et bouchon lavage air/eau</li> </ul> 		OF-G17 OF-B64 OF-BG2	
⇒ Canal auxiliaire :	NON	OUI	OUI
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tube d'alimentation " Jet d'eau "</li> </ul>	-	OF-B72	OF-B72
<b>ECOUVILLONS AUTOCLAVABLES</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Écouvillon canaux aspiration/opérateur*</li> </ul> 		CS-6021SN	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Brosse logement pistons*</li> </ul> 		CS-C3S	
<b>ECOUVILLONS USAGE UNIQUE</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Kit complet (canaux opérateur, logement de pistons)</li> </ul>		EE-2850	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bouchon de protection prise vidéo</li> </ul>		OE-C2	

## Vidéo Processeur

- Bouteille d'eau complète\*
- Joint torique pour flacon OS-H
- Flacon seul pour OS-H4\*



OS-H4  
F010-S0003  
F022-S0002

## EPM-330P, 3000,3300,3500


- Lampe Xénon 300W + compteur horaire

OL-X4JC

## Divers

### Tous types

- Testeur d'étanchéité
- Ballon + tuyau pour SHA-P2
- Mano-poire pour SHA-P2



SH-AP2  
H037-A0004  
H037-A0001

- Cale-dents autoclavable\*



OF-Z5

- Lubrifiant silicone pour joints toriques



OF-Z11

- \* Autoclavable à 134°C - Durée : 18 minutes – Pression :  $2 \times 10^2$  kPa

**Avertissement :** *La stérilisation des accessoires aux conditions ci-dessus, peut réduire leur durée de vie.*

## Caractéristiques des Endoscopes :

Endoscopes	EG-2901	EG-290P	EG-3800T	EC-3801F
Ø tube d'insertion (mm)	9,8	9,8	12,8	12,8
Ø canal opérateur (mm)	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8 / 3,8</b>	<b>3,8</b>
Lg. utile tube d'insertion (mm)	1050	1050	1050	1500

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis

**☎ INFOS Prix et disponibilité : 01 30 25 96 93**

**Fax Commandes : 01 30 25 74 40**

**PENTAX** France

112, quai de Bezons, B.P. 204 - 95106 ARGENTEUIL CEDEX

Accessoires Série 00 & 01 - 09/09/08 - BM/MJ