













Les Accessoires de vos Vidéo Endoscopes PENTAX Série 30K

Accessoires Spécifiques :

Endoscopes	EG-2730K EG-2930K	ED-3430K ED-3430TK	EG-3430K EC-3830K
<ul style="list-style-type: none"> Valve à biopsie autoclavable (par 10)*  		OF-B190	
<ul style="list-style-type: none"> Piston d'aspiration* Joint piston aspiration (pochette)*  		OF-B120 OF-B127	
<ul style="list-style-type: none"> Piston d'insufflation/lavage* Joint piston insufflation/lavage (X4)*  Clapet anti-retour (pochette de 20)*  		OF-B121 D001-SB011 OE-C15	
<ul style="list-style-type: none"> Bouchon de lavage*  		OF-B115	
<ul style="list-style-type: none"> Adaptateur de lavage air/eau*  		OF-G17	
⇒ Canal auxiliaire :	NON	NON	OUI
<ul style="list-style-type: none"> Connecteur " Jet d'eau "**  Bouchon du connecteur « jet d'eau »*  Tube d'irrigation " Jet d'eau "**  	-	-	OF-B119 OF-B118 OF-B113
ÉCOUVILLONS AUTOCLAVABLES <ul style="list-style-type: none"> Écouvillon canaux aspiration/opérateur*  Brosse double logement pistons*  		CS-6021SN CS-C5S	
ÉCOUVILLONS USAGE UNIQUE <ul style="list-style-type: none"> Kit complet (canaux opérateur, air/eau, logement de pistons) 		GCS-2850	
<ul style="list-style-type: none"> Bouchon de protection prise vidéo  		OE-C9	
<ul style="list-style-type: none"> Protecteur doigt de lumière 		XOA0060	

Vidéo Processeur

- Bouteille d'eau complète*
- Joint torique pour flacon OS-H
- Flacon seul pour OS-H4*



OS-H4
F010-S0003
F022-S0002

EPK-700

- Lampe « Metal Halide » de rechange
- Compteur horaire mercure pour EPK-700 équipés



ROL-M2
E007-SY518-LM

EPK-1000


- Lampe « Xenon 100W » de rechange

ROL-X20

Divers

Tous types

- Testeur d'étanchéité
- Ballon + tuyau pour SHA-P2
- Mano-poire pour SHA-P2



SH-AP2
H037-A0004
H037-A0001

- Cale-dents autoclavable*



OF-Z5 (rose)

- Lubrifiant silicone pour joints toriques



OF-Z11

- * **Autoclavable à 133-135°C - Durée : 18 minutes – Pression : 2x10² kPa**

Avertissement : La stérilisation des accessoires aux conditions ci-dessus, peut réduire leur durée de vie.

Caractéristiques des Endoscopes :

Endoscopes	EG-2730K	EG-2930K	EG-3430K	ED-3430K/TK	EC-3830 M/F/L K
Ø tube d'insertion (mm)	9,0	9,8	11,4	11,3	12,8
Ø canal opérateur (mm)	2,8	2,8	3,8	3,8 / 4.2	3,8
Lg. utile tube d'insertion (mm)	1050	1050	1050	1250	1300/1500/1700

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis

☎ **INFOS Prix et disponibilité : 01 30 25 96 93**

Fax Commandes : 01 30 25 74 40

PENTAX France

112, quai de Bezons B.P. 204 - 95106 ARGENTEUIL CEDEX

Accessoires Série 30K-09/09/08 - BM/MJ