


## Les Accessoires de votre Vidéo endoscope PENTAX Série 40 EG-1540, EG-1840, EG-2540, EG-2940, EG-3440, EG-3840T EC-3840F, EC-3840TL

### ACCESSOIRES STANDARDS

| <b>Désignation</b>  | <b>Qté</b> | <b>Ref.</b> |
|---|------------|-------------|
| Valves à biopsie* .....   | 10         | OF-B190     |
| Capuchon distal souple EG-2540* .....   | 20         | OE-A13      |
| Capuchon distal souple EG-2940* .....   | 20         | OE-A8       |
| Capuchon distal souple EC-3840F* .....  | 20         | OE-A9       |
| Capuchon distal souple EG-3440* .....   | 20         | OE-A14      |
| Capuchon distal souple EG-3840T, EC-3840TL* .....   | 20         | OE-A10      |
| Piston d'aspiration (repère rouge)* .....   | 1          | OF-B120     |
| Pochette de joints toriques pour piston aspiration OF-B120* .....                               | 1          | OF-B127     |
| Piston air/eau, repère bleu * .....   | 1          | OF-B121     |
| Sélecteur de canal d'aspiration EG-3840TL* .....  | 1          | OF-B122     |
| Pochette de 20 clapets pour piston air/eau & connecteur jet d'eau<br>(sauf EG-1540/1840)* ..... | 1          | OE-C15      |
| Piston air/eau spéciale EG-1540/1840* .....   | 1          | OF-B132     |
| Joint torique blanc pour piston air/eau OF-B121.....  | 1          | D001-SB011  |
| Bouchon de lavage pistons aspiration/air-eau* .....   | 1          | OF-B115     |
| Guide de brossage canaux air/eau (sauf EG-1840)* .....  | 1          | OF-B116     |
| Guide de brossage canal air EG-1840* .....  | 1          | OF-B133     |
| Adaptateur de lavage connecteur air/eau (sauf EG-1540/1840)* .....                              | 1          | OF-G17      |
| Adaptateur de lavage canaux air/eau/opérateur EG-1540/1840* .....                               | 1          | OE-C5       |
| Tube d'alimentation canal Jet d'eau EG-3440/3840T, EC-3840F/TL* ....                            | 1          | OF-B113     |
| Connecteur canal jet d'eau EC-3840F/TL* .....   | 1          | OF-B119     |
| Bouchon de connecteur jet d'eau EC-3840F/TL* .....  | 1          | OF-B118     |
| Bouchon de protection connecteur vidéo.....   | 1          | OE-C2       |
| Ecouvillon long* .....  | 1          | CS-6021SN   |
| Brosse de nettoyage longue Ø 6,0 canal opérateur EG-1540/1840* .....                            | 1          | CS-6015ST   |
| Ecouvillon canaux air/eau* .....  | 2          | CS-3025S    |
| Brosse double logements de pistons* .....   | 1          | CS-C5S      |

### Vidéo Processeur

- Bouteille d'eau complète\*
- Joint torique pour flacon OS-H \*
- Flacon seul pour OS-H4\*



OS-H4  
F010-S0003  
F022-S0002


### EPM-330P, 3000, 3300, 3500

- Lampe Xénon 300W + compteur horaire

OL-X4JC

## Divers Tous types

- Testeur d'étanchéité
- Ballon + tuyau pour SHA-P2
- Mano-poire pour SHA-P2



SH-AP2  
H037-A0004  
H037-A0001

- Cale-dents autoclavable\*
- Lubrifiant silicone pour joints toriques



OF-Z5

OF-Z11

- **Autoclavable à 134°C - Durée : 18 minutes – Pression : 2x10<sup>2</sup> kPa**

**Avertissement : La stérilisation des accessoires aux conditions ci-dessus, peut réduire leur durée de vie.**

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ENDOSCOPE

|                                 | EG-1540  | EG-1840 | EG-2540                    | EG-2940 | EG-3440 | EG-3840T                   | EC-3840F | EC-3840TL                  |
|---------------------------------|--|---------|----------------------------|---------|---------|----------------------------|----------|----------------------------|
| CCD (HxV)                       | Monochrome (3,2 x 2,4 mm), 190 x 190, 36100 pixels |         |                            |         |         |                            |          |                            |
| Filtre laser YAG                | Oui  |         |                            |         |         |                            |          |                            |
| Processeurs                     | EPM-3300, 330P, 3500                               |         |                            |         |         |                            |          |                            |
| Angle de champs                 | 140°   |         |                            |         |         | 120°                       |          |                            |
| Profondeur de champs (mm)       | 5 - 100  |         |                            |         |         |                            |          |                            |
| Béquillage D/G H/B              |  |         | 210° - 120°<br>120° - 120° |         |         | 180° - 120°<br>120° - 120° |          | 180° - 180°<br>160° - 160° |
| Ø embout distal (mm)            | 5,2  | 6,0     | 8,7                        | 10,0    | 11,5    | 14,0                       | 14,0     | 14,0                       |
| Ø tube d'insertion (mm)         | 5,1  | 6,0     | 8,4                        | 9,8     | 11,4    | 12,8                       | 12,8     | 12,8                       |
| Ø canal opérateur (mm)          | 2,0  | 2,0     | 2,4                        | 2,8     | 3,5     | 3,8/2,8                    | 3,8      | 3,8/2,8                    |
| Faisceaux lumière               | 2  | 2       | 1                          | 2       | 2       | 2                          | 2        | 2                          |
| Fonction « Jet d'eau »          | Non  |         |                            |         |         | Oui                        |          |                            |
| Lg. utile tube d'insertion (mm) | 1050   |         |                            |         |         |                            | 1500     | 1700                       |
| Lg. totale (mm)                 | 1395   | 1395    | 1370                       | 1371    | 1378    | 1387                       | 1828     | 2037                       |

**☎ INFOS Prix et disponibilité : 01 30 25 96 93**

**Fax Commandes : 01 30 25 74 40**

**PENTAX** France

112, quai de Bezons, B.P. 204 - 95106 ARGENTEUIL CEDEX