














## Les Accessoires de votre Vidéo endoscope PENTAX Série 40K

### Accessoires Spécifiques :

Endoscopes	EG-2940K		ED-3440TK		EG-3440K EC-3440M/F/L K EC-3840M/F/L K	EG-3840TK EC-3840TLK
<ul style="list-style-type: none"> <li>Valve à biopsie autoclavable (par 10)* </li> </ul>					OF-B190	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Capuchon distal souple (par 20)*</li> </ul>	OE-A23		OE-A33		OE-A32 OE-A27 OE-A21	OE-A25 OE-A25
<ul style="list-style-type: none"> <li>Piston d'aspiration*</li> <li>Joint piston aspiration (pochette) </li> <li>Sélecteur de canal d'aspiration (double canal op.)*</li> </ul>					OF-B120 OF-B127	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Piston d'insufflation/lavage*</li> <li>Joint piston insufflation/lavage (X4) </li> <li>Clapet anti-retour (pochette de 20)* </li> </ul>					OF-B121 D001-SB011 OE-C15	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bouchon de lavage aspiration/air-eau*</li> <li>Guide de brosse canaux air/eau*</li> <li>Bouchon de lavage sélecteur de canal* </li> </ul>					OF-B115 OF-B116	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptateur de lavage connecteur air/eau* </li> </ul>					OF-G17	
⇒ Canal auxiliaire :	NON		NON		OUI	OUI
<ul style="list-style-type: none"> <li>Connecteur " Jet d'eau " * </li> <li>Bouchon du connecteur « jet d'eau » * </li> <li>Tube d'irrigation " Jet d'eau " * </li> </ul>		-			OF-B119 OF-B118	OF-B119 OF-B118
<p>ÉCOUVILLONS AUTOCLAVABLES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Écouvillon canaux aspiration/opérateur* </li> <li>Écouvillon canaux air/eau* </li> <li>Brosse double logement pistons* </li> </ul>					CS-6021SN CS-3025S CS-C5S	
<p>ÉCOUVILLONS USAGE UNIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kit complet (canaux opérateur, air/eau, logement de pistons, Canal jet d'eau)</li> </ul>					GCS – 2850	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bouchon de protection prise vidéo </li> </ul>					OE-C9	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Protecteur doigt de lumière</li> </ul>					XOA0060	

## Vidéo Processeur

- Bouteille d'eau complète\*
- Joint torique pour flacon OS-H
- Flacon seul pour OS-H4\*



OS-H4  
F010-S0003  
F022-S0002

## EPK-700

- Lampe « Metal Halide » de rechange
- Compteur horaire mercure pour EPK-700 équipés



ROL-M2  
E007-SY518-LM

## EPK-1000


- Lampe « Xénon 100W » de rechange

ROL-X20

## Divers

### Tous types

- Testeur d'étanchéité
- Ballon + tuyau pour SHA-P2
- Mano-poire pour SHA-P2



SH-AP2  
H037-A0004  
H037-A0001

- Cale-dents autoclavable\*



OF-Z5 (rose)

- Lubrifiant silicone pour joints toriques



OF-Z11

\* Autoclavable à 132-135°C - Durée : 18 minutes – Pression : 2x10<sup>2</sup> kPa

**Avertissement : La stérilisation des accessoires aux conditions ci-dessus, peut réduire leur durée de vie.**

## Caractéristiques des Endoscopes :

Endoscopes	EG-2940K	ED-3440TK	EG-3440K	EG-3840TK	EC-3440 M/F/L K	EC-3840 M/F/L K	EC-3840T M/F/L K
Ø tube d'insertion (mm)	9,8	11,3	11,4	12,8	11,4	12,8	12,8
Ø canal opérateur (mm)	2,8	4,2	3,8	3,8 & 2,8	3,8	3,8	3,8 & 2,8
Lg. utile tube d'insertion (mm)	1050	1250	1050	1050	1300/1500/1700	1300/1500/1700	1300/1500/1700

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis

☎ INFOS Prix et disponibilité : 01 30 25 96 93

Fax Commandes : 01 30 25 74 40

**PENTAX** France

112, quai de Bezons, B.P. 204 - 95106 ARGENTEUIL CEDEX