


















Les Accessoires de votre gamme Vidéo Endoscopes PENTAX Série 70K, 80K et 85 K

Accessoires Spécifiques :

Endoscopes	EG-1870K EG-2470K	EG-1580K	ED-3480TK ED-3680TK	EG-2985K EG-3485K EG-3885TK	EC-3485 M/L/F K EC-3885 M/L/F K EC-3885 M/L/F TK	EC-3870 FZK
<ul style="list-style-type: none"> Valve à biopsie autoclavable (par 10)*  				OF-B190		
<ul style="list-style-type: none"> Capuchon distal souple (par 20)* 	-	-	OE-A33 OE-A39	OE-A41 OE-A42 OE-A25	OE-A42 OE-A48 OE-A25	-
<ul style="list-style-type: none"> Bague de focalisation* 	-	-	-	-	-	OF-A61
<ul style="list-style-type: none"> Piston d'aspiration* Kit de joints pour piston OF-B177  				OF-B177 OF-B127		
<ul style="list-style-type: none"> Sélecteur de canal d'aspiration (double canal op.)* 	-	-	-	OF-B161	OF-B161	-
<ul style="list-style-type: none"> Piston d'insufflation/lavage* Kit de joints pour piston OF-B183 (+outil)  				OF-B183 OF-B184		
<ul style="list-style-type: none"> Bouchon de lavage aspiration air/eau*  Guide de brosse canaux air/eau* Bouchon de lavage sélecteur de canal*  	OF-B166 - -	OF-B166 OF-B170 -	-	OF-B166 OF-B159 OF-B162	OF-B162	OF-B166 - -
<ul style="list-style-type: none"> Adaptateur de lavage air/eau*  	OF-G17	OE-C5		OF-G17		
⇒ Canal auxiliaire : <ul style="list-style-type: none"> Connecteur " Jet d'eau "**  Kit de 10 valves pour OE-C12  Bouchon du connecteur « jet d'eau »*  Tube d'alimentation " Jet d'eau "**  Kit de joints pour OF-B113  		NON	NON	NON	NON	OUI OE-C12 OE-C15 OF-B118 OF-B113 OF-B182
<ul style="list-style-type: none"> Raccord nettoyage aspiration* 	OE-C8	-		OE-C8		
ECOUVILLONS AUTOCLAVABLES (poignée rose) <ul style="list-style-type: none"> Écouvillon long*  Écouvillon canaux air/eau*  Brosse logement pistons*  	CS-6021SN - -	- CS-3025S	- CS-3025S	CS-6021SN CS-3025S CS-C8S	CS-3025S	- -
ECOUVILLONS USAGE UNIQUE (corps blanc) <ul style="list-style-type: none"> Écouvillon canaux aspiration/opérateur  				CS-6021T		
<ul style="list-style-type: none"> Bouchon de protection prise vidéo  Protecteur doigt de lumière  				OE-C9 XOA0060		

Vidéo Processeur


- Bouteille d'eau complète*
- Joint torique pour flacon OS-H
- Flacon seul pour OS-H4*



OS-H4
F010-S0003
F022-S0002

EPK*i*

- Lampe « Xénon » de rechange



ROL-X25


EPK-1000

- Lampe « Xenon 100W » de rechange

ROL-X20

Divers

- Testeur d'étanchéité
- Ballon + tuyau pour SHA-P2
- Mano-poire pour SHA-P2



Tous types

SHA-P2
H037-A0004
H037-A0001

- Cale-dents autoclavable*



OF-Z5

- Lubrifiant silicone pour joints toriques



OF-Z11

- * **Autoclavable à 132-135°C - Durée : 18 minutes – Pression : 2x10² kPa**

Avertissement : La stérilisation des accessoires aux conditions ci-dessus, peut réduire leur durée de vie.

Caractéristiques des Endoscopes :

Endoscopes	Ø tube d'insertion (mm)	Ø canal opérateur (mm)	Lg. utile tube d'insertion (mm)
EG-1870 K	6,0	2,0	1050
EG-2470 K	8,0	2,4	1050
EG-1580K	5,1	2,0	1050
ED-3480 TK	11,6	4,2	1250
ED-3680 TK	12,1	4,8	1250
EG-2985 K	9,8	2,8	1050
EG-3485 K	11,6	3,8	1050
EG-3885 TK	12,8	3,8 / 2,8	1050
EC-3485 M / F / L K	11,6	3,8	1300 / 1500 / 1700
EC-3885 M / F / L / K	12,8	4,2	1300 / 1500 / 1700
EC-3885 M / F / L TK	12,8	3,8 / 2,8	1300 / 1500 / 1700
EC-3870 FZK	12,8	3,8	1500

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis

☎ INFOS Prix et disponibilité : 01 30 25 96 93

Fax Commandes : 01 30 25 74 40

PENTAX

112, quai de Bezons B.P. 204 - 95106 ARGENTEUIL CEDEX

www.pentax.fr