








Les Accessoires de vos Vidéo Bronchoscopes PENTAX Série 70K

Accessoires Spécifiques :

Vidéo Endoscopes Autofluorescence	EB-1170K	EB-1570K EB-1570AK	EB-1970TK EB-1970AK
<ul style="list-style-type: none"> Valve à biopsie autoclavable (par 10)*  		OF-B190	
<ul style="list-style-type: none"> Piston d'aspiration* Joints piston aspiration (pochette)  		OF-B179 OF-B181	
<ul style="list-style-type: none"> Bouchon de lavage aspiration* 		OF-B155	
ECOUVILLONS AUTOCLAVABLES <ul style="list-style-type: none"> Écouvillon canal aspiration/opérateur*  Écouvillon canal de la poignée*  Brosse double logement pistons*  	CS-3010S	CS-6015ST CS-6002SN CS-C3S	
<ul style="list-style-type: none"> Bouchon de protection prise vidéo  		OE-C9	

Vidéo Processeur

EPKⁱ

- Lampe « Xénon 300w » de rechange 


ROL-X25

EPK-1000

- Lampe « Xénon 100w » de rechange



ROL-X20

Divers

- Testeur d'étanchéité 
- Ballon + tuyau pour SHA-P2
- Mano-poire pour SHA-P2

Tous types

SHA-P2
H037-A0004
H037-A0001

- Cale-dents autoclavable* 
- Lubrifiant silicone pour joints toriques 

OF-Z5
OF-Z11

- * Autoclavable à 132-135°C - Durée : 18 minutes – Pression : 2x10² kPa

Avertissement : La stérilisation des accessoires aux conditions ci-dessus, peut réduire leur durée de vie.

Caractéristiques des Endoscopes :

Endoscopes	EB-1170K	EB-1570K	EB-1570AK	EB-1970TK	EB-1970AK
Ø tube d'insertion (mm)	3,7	5,1	5,1	6,2	6,2
Ø canal opérateur (mm)	1,2	2,0	2,0	3,2	2,8
Lg. utile tube d'insertion (mm)	600	600	600	600	600

☎ INFOS Prix et disponibilité : 01 30 25 96 93

Fax Commandes : 01 30 25 74 40

PENTAX France

112, quai de Bezons, B.P. 204 - 95106 ARGENTEUIL CEDEX

www.pentax.fr