
















Les Accessoires de votre Vidéo Coloscope PENTAX Série 90K

Accessoires Spécifiques :

Endoscopes

		EC-3490F/LK EC-3890M/F/LK EC-3890M/FK2 [◇]	EC-3890TFK/TLK
<ul style="list-style-type: none"> Valve à biopsie autoclavable (par 10)* 		OF-B190	
<ul style="list-style-type: none"> Piston d'aspiration* Joints piston aspiration (pochette)* 		OF-B120 OF-B127	
<ul style="list-style-type: none"> Piston d'insufflation/lavage* Joints piston insufflation/lavage* 		OF-B188 OF-B192	
<ul style="list-style-type: none"> Bouchon de lavage aspiration/air-eau* 		OF-B153	
<ul style="list-style-type: none"> Sélecteur canal 			OF-B161
<ul style="list-style-type: none"> Bouchon sélecteur canal 			OF-B162
<ul style="list-style-type: none"> Adaptateur de lavage connecteur air/eau* 		OF-G17	
<ul style="list-style-type: none"> Connecteur " Jet d'eau " 		OE-C12	
<ul style="list-style-type: none"> Bouchon du connecteur « jet d'eau »* 		OF-B118	
<ul style="list-style-type: none"> Tube d'irrigation " Jet d'eau " 		OF-B113	
<ul style="list-style-type: none"> Clapet anti-retour (pochette de 10)* 		OE-C15	
<p>ECOUVILLONS AUTOCLAVABLES</p> <ul style="list-style-type: none"> Brosse double logement pistons* 		CS-C9S	
<p>ECOUVILLONS USAGE UNIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> Écouvillon canaux aspiration/opérateur* 		CS-6021T	
<ul style="list-style-type: none"> Protecteur doigt de lumière 		OE-C23	
<ul style="list-style-type: none"> Bouchon de protection prise vidéo 		OE-C9	

[◇] tube d'insertion avec rigidité progressive

Vidéo Processeur

- Bouteille d'eau complète*
- Joint torique pour flacon OS-H
- Flacon seul pour OS-H4*



OS-H4
F010-S0003
F022-S0002

EPK-i


- Lampe « Xenon 300W » de rechange

OL-X25

Divers

Tous types

- Testeur d'étanchéité
- Ballon + tuyau pour SHA-P2
- Mano-poire pour SHA-P2



SH-AP2
H037-A0004
H037-A0001

- Cale-dents autoclavable*



OF-Z5 (rose)

- Lubrifiant silicone pour joints toriques



OF-Z11

* **Autoclavable à 132-135°C - Durée : 18 minutes – Pression : 2x10² kPa**

Avertissement : La stérilisation des accessoires aux conditions ci-dessus, peut réduire leur durée de vie.

Caractéristiques des Endoscopes :

Endoscopes	EC-3490 MK - FK - LK	EC-3890 M/F/L K – M/F K2	EC-3890 TFK - TLK
Ø tube d'insertion (mm)	11,6	13.2	13.2
Ø canal opérateur (mm)	3,8	4.2	3.8/2.8
Lg. utile tube d'insertion (mm)	1300-1500-1700	1300-1500-1700	1500-1700

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis

☎ **INFOS Prix et disponibilité : 01 30 25 96 93**

Fax Commandes : 01 30 25 74 40

Informations disponibles sur notre site internet www.pentax.fr

PENTAX France

112, quai de Bezons, B.P. 204 - 95106 ARGENTEUIL CEDEX
www.pentax.fr