











Les Accessoires de votre Echo endoscope PENTAX Séries URK & UTK

Accessoires/Pièces de rechanges spécifiques :

Echoendoscopes		EG-3670URK	EG-3870UTK
• Valve à biopsie autoclavable (par 10)*			OF-B190
• Kits Ballonnets + anneaux stériles (par 20)		OE-A51	OF-A67
• Outil de pose ballonnets*			OF-A37
• Piston d'aspiration*			OF-B171
• Joints piston aspiration (pochette)*			OF-B187
• Piston air/eau/ballonnet*			OF-B172
• Joints piston insufflation (pochette)*			OF-B191
• Bouchon de lavage Air /Eau/ Aspiration*			OF-B153
• Adaptateur de lavage connecteur air/eau/aspiration*			OE-C5
• Capuchon lavage connecteur échographique ECHO-CAP			OE-U1
• Joints capuchon lavage connecteur ECHO-CAP			OS-A69
• Tube de lavage de l'érecteur			 OF-B72
ÉCOUVILLONS			
• Écouvillon canaux aspiration/opérateur (UU)			CS-6021T
• Brosse pour logement pistons*			CS-C8S
ÉCOUVILLONS USAGE UNIQUE			
• Kit complet (canal aspiration/opérateur, logement de pistons)		NGEE-1824	EE-2850

Echo endoscopes	EG-3670URK	EG-3870UTK
------------------------	-------------------	-------------------

- Bouchon de protection prise vidéo



OE-C9

Divers


Vidéo Processeur EPK-1000 / EPK-100p

- Lampe Xénon 100 Watts
- Bouteille d'eau complète*
- Joint torique pour flacon OS-H
- Flacon seul pour OS-H4*

ROL-X20
OS-H4
F010-S0003
F022-S0002

Tous types

- Testeur d'étanchéité
- Ballon + tuyau pour SHA-P2
- Mano-poire pour SHA-P2



SHA-P2
H037-A0004
H037-A0001

- Cale-dents autoclavable*
- Outil de réglage balance des blancs
- Lubrifiant silicone pour joints toriques



OF-Z5 (rose)
OS-A13
OF-Z11

- * **Autoclavable à 132 - 135°C - Durée : 18 minutes – Pression : 2x10² kPa**

Avertissement : La stérilisation des accessoires aux conditions ci-dessus, peut réduire leur durée de vie.

Caractéristiques des Endoscopes :

Echo-Endoscopes	EG-3670URK	EG-3870UTK
Direction de la vision	Axiale	45° foroblique
Angle de champ	140°	120°
Béquillage H/B	130°/60°	130°/130°
D/G	60°/60°	120°/120°
Ø tube d'insertion (mm)	12,1	12,8
Ø canal opérateur (mm)	2,4	3,8
Erecteur	Non	Oui
Lg. utile tube d'insertion (mm)	1250	1250

☎ INFOS Prix et disponibilité : 01 30 25 96 93

Fax Commandes : 01 30 25 74 40

PENTAX France

112, quai de Bezons B.P. 204 - 95106 ARGENTEUIL CEDEX