

## Les Accessoires de votre Echoendoscope PENTAX Séries UR & UT

### Accessoires/Pièces de rechange spécifiques :

#### Echoendoscopes

#### EG-3630UR

#### EG-3830UT

- Valve à biopsie autoclavable (par 10)\*




OF-B190

- Kits Ballonnets + anneaux stériles (par 20)

OE-A51

OF-A67

- Outil de pose ballonnets




OF-A37

- Piston d'aspiration\*
- Joint piston aspiration (pochette)

OF-B68  
OF-B74



- Sélecteur de canal d'aspiration à encliquetage
- 2 x Joints pour sélecteur canal OF-B141



OF-B141  
C019SG028 et C019SB055

- Piston air/eau/ballonnet\*
- Kit de joints pour OF-B123



OF-B123  
OF-B128

- Bouchon de lavage aspiration
- Bouchon de lavage piston air/eau/ballonnet
- Bouchon de lavage sélecteur de canal, blanc, souple (sauf UA)



OF-B65

OF-B160  
OF-B135

- Adaptateur de lavage connecteur air/eau/aspiration

OE-C5



- Boîtier étanche lavage connecteur échographique
- Inserts pour Echobox3 pour échoendoscope UT & UR

ECHO-BOX3

INSERT B

- Capuchon lavage connecteur échographique ECHO-CAP




OE-U1

- Joint capuchon lavage connecteur ECHO-CAP


OS-A69

- Tube de lavage canal câble érecteur



OF-B10


- Tube d'injection d'eau (remplissage manuel ballonnet)



OF-B72


**Echoendoscopes****EG-3630UR****EG-3830UT****ECOUVILLONS AUTOCLAVABLES**

- Écouvillon canaux aspiration/opérateur\*



CS-6021SN

- Brosse pour logement pistons\*



CS-C3S


**ECOUVILLONS USAGE UNIQUE**

- Kit complet (canal aspiration/opérateur, logement de pistons)

NGEE-1824

EE-2850

- Bouchon de protection prise vidéo



OE-C2


**Vidéo Processeur EPM-3500**

- Lampe Xénon 300 Watts

OL-X4U

**Divers****Tous types**

- Testeur d'étanchéité
- Ballon + tuyau pour SHA-P2
- Mano-poire pour SHA-P2

SHA-P2  
H037-A0004  
H037-A0001

- Cale-dents autoclavable\*



OF-Z5 (rose)

- Outil de réglage balance des blancs

OS-A13

- Huile silicone pour joints toriques



OF-Z11

- \* **Autoclavable à 134°C - Durée : 18 minutes – Pression : 2x10<sup>2</sup> kPa**

**Avertissement : La stérilisation des accessoires aux conditions ci-dessus, peut réduire leur durée de vie.**

**Caractéristiques des Endoscopes :**

<i>Echo-Endoscopes</i>	<i>EG-3630UR</i>	<i>EG-3830UT</i>
Direction de la vision	Axiale	50° foroblique
Angle de champ	120°	
Béquillage H/B	130°/60°	130°/130°
D/G	60°/60°	120°/120°
Ø tube d'insertion (mm)	12,1	12,8
Ø canal opérateur (mm)	<b>2,4</b>	<b>3,8</b>
Erecteur	Non	Oui
Lg. utile tube d'insertion (mm)	1250	1250

**☎ INFOS Prix et disponibilité : 01 30 25 96 93**

**Fax Commandes : 01 30 25 74 40**

**PENTAX** France

112, quai de Bezons B.P. 204 - 95106 ARGENTEUIL CEDEX

[WWW.pentax.fr](http://WWW.pentax.fr)