














Les Accessoires de votre Vidéo gastroscope PENTAX Série 90K

Accessoires Spécifiques :

Endoscopes

		EG-1690K EG-2490K	EG-2790K	EG-2990K	EG-3490K
<ul style="list-style-type: none"> Valve à biopsie autoclavable (par 10)* 				OF-B190	
<ul style="list-style-type: none"> Piston d'aspiration* Joint piston aspiration (pochette)* 				OF-B120 OF-B127	
<ul style="list-style-type: none"> Piston d'insufflation/lavage* Joint piston insufflation/lavage* 				OF-B188 OF-B192	
<ul style="list-style-type: none"> Bouchon de lavage aspiration/air-eau* 				OF-B153	
<ul style="list-style-type: none"> Adaptateur de lavage connecteur air/eau* 				OF-G17	
<ul style="list-style-type: none"> Connecteur " Jet d'eau "** 				OE-C12	
<ul style="list-style-type: none"> Bouchon du connecteur « jet d'eau »* 				OF-B118	
<ul style="list-style-type: none"> Tube d'irrigation " Jet d'eau "** 				OF-B113	
<ul style="list-style-type: none"> Clapet anti-retour (pochette de 10)* 				OE-C15	
<p>ECOUVILLONS AUTOCLAVABLES</p> <ul style="list-style-type: none"> Brosse double logement pistons* 				CS-C9S	
<p>ECOUVILLONS USAGE UNIQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> Écouvillon canaux aspiration/opérateur* 				CS-6021T	
<ul style="list-style-type: none"> Protecteur doigt de lumière 				OE-C23	
<ul style="list-style-type: none"> Bouchon de protection prise vidéo 				OE-C9	

Vidéo Processeur

- Bouteille d'eau complète*
- Joint torique pour flacon OS-H
- Flacon seul pour OS-H4*



OS-H4
F010-S0003
F022-S0002

EPK-i


- Lampe « Xenon 300W » de rechange

OL-X25

Divers

Tous types

- Testeur d'étanchéité
- Ballon + tuyau pour SHA-P2
- Mano-poire pour SHA-P2



SH-AP2
H037-A0004
H037-A0001

- Cale-dents autoclavable*



OF-Z5 (rose)

- Lubrifiant silicone pour joints toriques



OF-Z11

* **Autoclavable à 132-135°C - Durée : 18 minutes – Pression : 2x10² kPa**

Avertissement : La stérilisation des accessoires aux conditions ci-dessus, peut réduire leur durée de vie.

Caractéristiques des Endoscopes :

Endoscopes	EG-1690K	EG-2490K	EG-2790K	EG-2990K	EG-3490K
Ø tube d'insertion (mm)	5,3		9,0	9,8	11.6
Ø canal opérateur (mm)	2,0		2,8	2,8	3.8
Lg. utile tube d'insertion (mm)	1100		1050	1050	1050

Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis

☎ INFOS Prix et disponibilité : 01 30 25 96 93

Fax Commandes : 01 30 25 74 40

Informations disponibles sur notre site internet www.pentax.fr

PENTAX France

112, quai de Bezons, B.P. 204 - 95106 ARGENTEUIL CEDEX
www.pentax.fr